



VELA Samba

VARIANTES:

400/410/500/510/520/530

Numéro de manuel 105564



VELA Samba 510



VELA Samba 530



VELA Samba 520



VELA Samba 400



VELA Samba 410



VELA Samba 500

TABLE DES MATIÈRES

1.0. INTRODUCTION	3
1.1. SÉCURITÉ	4
1.2. GARANTIE	4
1.3. DÉPAQUETER LE TABOURET	4
1.4. ENTRETIEN	5
1.4.1. ROUES	5
1.4.2. ARMATURE	5
1.4.3. REMBOURRAGE	5
1.5. MANUEL D'UTILISATEUR	6
1.5.1. Montage du dossier	6
1.5.2. Réglage de la hauteur du siège par l'anneau	6
1.5.3. Réglage de la hauteur du siège par l'anneau de pied	6
1.5.4. Réglage de la hauteur du siège par le levier	6
1.5.5. Réglage de la hauteur du siège (Samba 400 & 530)	7
1.5.6. Réglage de l'inclinaison du siège (Samba 520)	7
1.5.7. Réglage de l'inclinaison du siège (Samba 400 & 530)	7
1.5.8. Réglage de la hauteur du dossier (Samba 520)	7
1.5.9. Réglage de l'inclinaison du dossier (Samba 520)	8

1.0. INTRODUCTION

CHER CLIENT

Nous vous remercions d'avoir acheté un VELA Samba. Ce manuel d'utilisateur contient les informations utiles concernant la mise en position, le mode d'emploi et l'entretien des tabourets VELA Samba.

Important

Veillez lire ce manuel attentivement et le sauvegarder pour une utilisation ultérieure. Ce manuel est un accompagnement obligatoire du tabouret. Vous trouverez également le manuel d'utilisateur sur le site web de VELA : www.vela.eu. Sur le site, vous trouverez aussi d'autres informations pertinentes sur tabourets VELA Samba.

Si vous avez des questions, veuillez contacter le distributeur de VELA de votre pays.

VELA se réserve le droit de modifier ce manuel

VELA

Gøteborgvej 8-12
DK-9200 Aalborg
Denmark
www.vela.eu

1.1. SÉCURITÉ

Ce tabouret qui porte le marquage « CE » est conforme aux lois à la législation de l'UE en vigueur en la matière. Le tabouret est fabriqué par VELA, Vermund Larsen A/S, Goetborgvej 8-12, 9200 Aalborg SV, Denmark.

VELA Samba est un tabouret d'intérieur conçu pour personnes assises.

Samba 400/500/510/520/530 sont testés et ils sont approuvés pour un poids maximum de l'utilisateur de 125 kg.

Samba 410 est testé et approuvé pour un poids maximum de 95 kg.

1.2. GARANTIE

VELA accorde sur ses produits une garantie selon les lois et la réglementation qui sont en vigueur dans le pays où la tabouret a été acheté. La garantie est applicable uniquement quand les pièces de rechange et l'accessoire d'origine sont utilisés. Toute modification du tabouret doit être faite par un technicien de service autorisé.

VELA n'assume pas la responsabilité des dégâts ou des dommages qui sont survenus à cause :

- :: Du transport
- :: Du mauvais usage
- :: De l'usure

- :: D'un usage non correcte
- :: D'une utilisation des pièces de rechange ou d'accessoires qui ne sont pas ceux d'origine
- :: Des modifications faites par des techniciens de service non-autorisés

1.3. DÉPAQUETER LE TABOURET

VELA Samba est fourni dans un emballage de carton, développé avec soin et considération pour l'environnement.

S'il y a des pièces manquantes ou des dégâts à lors du transport du tabouret, veuillez contacter votre distributeur immédiatement. N'essayez pas de réparer le tabouret vous-même ou de l'utiliser.

Contenu de l'emballage en carton :

- :: Tabouret VELA Samba
- :: Manuel d'utilisateur

1.4. ENTRETIEN

Nous recommandons un service de réglage annuel de votre VELA Samba pour repérer, par exemple, des parties usées ou défectueuses.

1.4.1. ROUES

VELA recommande que les roues soient contrôlées à intervalles réguliers pour enlever des restes de tissu par exemple.

1.4.2. ARMATURE

Lavez à l'eau, si possible avec un savon à l'acide neutre.

1.4.3. REMBOURRAGE

Tissu : Nettoyez avec un produit pour le nettoyage des meubles rembourrés ou essuyez le siège avec un chiffon rincé à l'eau pure et bien essoré.

Le similicuir : Nettoyez à l'eau ou avec un savon doux.

Textiles médicaux : Nettoyez comme décrit ci-dessus. Les textiles médicaux peuvent également être nettoyés avec un désinfectant et de l'alcool.

Cuir : Nettoyez avec la brosse douce de l'apirateur. Évitez les produit de nettoyage.

1.5. MANUEL D'UTILISATEUR

Le vérin à gaz doit uniquement être remplacé par l'équipe de service de votre distributeur ou une personne compétente.



1.5.1. MONTAGE DU DOSSIER

Placer le levier de réglage du dossier (1) en position ouverte. Appuyer sur les ressorts de compression (2) et faire passer la barre du dossier à travers l'ouverture. Replacer ensuite le levier.

Remarque : il faut faire passer la barre du dossier par l'ouverture de manière à ce que le ressort de compression s'encliquette. Assurez-vous que le dossier ne se déplace pas !



1.5.2. RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU SIÈGE PAR L'ANNEAU

Poussez l'anneau, qui est situé sous le siège, pour régler la hauteur du siège.



1.5.3. RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU SIÈGE PAR L'ANNEAU DE PIED

Poussez avec votre pied l'anneau qui est situé au socle du tabouret pour régler la hauteur du siège



1.5.4. RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU SIÈGE PAR LE LEVIER

Poussez avec votre main le levier situé à droite pour régler la hauteur du siège.



1.5.5. RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU SIÈGE (SAMBA 400 & 530)

Poussez avec votre main le levier situé à gauche pour régler la hauteur du siège.



1.5.6. RÉGLAGE DE L'INCLINAISON DU SIÈGE (SAMBA 520)

Poussez le levier situé au milieu pour régler l'inclinaison du siège.



1.5.7. RÉGLAGE DE L'INCLINAISON DU SIÈGE (SAMBA 400 & 530)

Poussez le levier situé à droite pour régler l'inclinaison du siège.



1.5.8. RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU DOSSIER (SAMBA 520)

Utilisez le levier situé derrière le dossier pour régler l'inclinaison du dossier. N'oubliez pas de serrer la poignée après l'avoir ajustée.



1.5.9. RÉGLAGE DE L'INCLINAISON DU DOSSIER (SAMBA 520)

Poussez le levier arrière à droite pour régler l'inclinaison du dossier.